

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели высокотехнологичные, современные прогрессивные линзы (линзы «офисного» дизайна и линзы с поддержкой аккомодации, также относятся к прогрессивным линзам), которые позволят Вам использовать одни очки вместо двух или трех и видеть мир по-новому! Не удивляйтесь, что зрительное пространство несколько изменится, так как вы пользовались до этого отдельно разными очками для дали, для близи и для компьютера, а теперь эти три функции выполняют одни очки с тремя зонами. Поэтому Вам придется потратить некоторое время на адаптацию к новым ощущениям, но взамен Вы получите естественное и комфортное зрение на всех расстояниях.


Мы хотим дать Вам несколько рекомендаций, которые помогут правильно и комфортно пользоваться Вашими новыми очками:

- Вам необходимо полностью отказаться от использования Ваших старых очков.
- Начните носить очки в привычной обстановке: дома, затем на улице, пока изображение через линзы не станет стабильным и привычным.
- К вождению автомобиля в прогрессивных линзах можно приступать после того, как Вы будете уверенно фокусировать взгляд на всех дистанциях. Рекомендуем начинать вождение автомобиля в условиях «малого трафика автомобилей». Помните, что Ваше внимание частично будет занято адаптацией к новым очкам.
- В прогрессивных линзах существуют «боковые зоны», через которые предметы видны не настолько четко, как через центральную часть линзы. Рекомендуем Вам первое время все движения головой и глазами совершать плавно и в одном направлении для того, чтобы избежать ощущения «плавающего эффекта».
- По вертикали Вам будет удобнее находить необходимые по четкости зоны линз, переводя взгляд сверху вниз и обратно, без наклона головы вниз. Нижняя часть линз отвечает за коррекцию

зоны вблизи, соответственно, опуская взгляд, Вы будете легко находить ее.

- При работе за компьютером найдите комфортное положение головы, при котором информация на мониторе видна максимально четко. На своем рабочем месте поставьте монитор компьютера так, чтобы Вы смотрели на экран прямо, а не под углом.
- При взгляде под ноги или спуске по лестнице, постарайтесь слегка опускать голову, чтобы глаза смотрели в среднюю зону для расстояния 1.5-2 метра.
- Прогрессивные линзы не предназначены для просмотра телевизора в положении лежа. В этом положении Вы будете смотреть в зону для близи, тогда как телевизор находится на среднем расстоянии.
- При длительной работе вблизи, требующей больших полей зрения, а также при работе с мониторами с большой диагональю, прогрессивные линзы могут не полностью удовлетворять Ваши ожидания. Мы рекомендуем Вам иметь дополнительные очки с линзами «офисного» дизайна для комфортной длительной работы на средних и ближних дистанциях.

Оптические зоны прогрессивных линз



Помните, что к новым очкам нужно привыкать, но если Вы хотите быть современным, активным, мобильным, прогрессивные линзы помогут Вам в этом!